

**CORONAVIRUS**



# MANIPULACIÓN DE ROPA LIMPIA Y SUCIA

**PROVINCIA  
DE SANTA FE**



**COMITÉ TÉCNICO COVID-19**  
Ministerio de Salud - Provincia de Santa Fe

# COMITÉ TÉCNICO COVID-19

---

## Manipulación de ropa limpia y sucia

### Ropa sucia:

El personal que manipula la ropa sucia de un paciente con sospecha de confirmación de infección por Covid-19 deberá utilizar elementos de protección personal.

Seguir recomendaciones vigentes ( doble guantes de latex, barbijo de tres capas de cirugía, protección ocular / antiparras o similar )

Manipularla con el mínimo de agitación evitando apoyarla en pisos o elementos de la unidad paciente.

Colocar inmediatamente en bolsas plásticas descartables, proceder a su cierre con precinto plástico y depositarlas en un contenedor con tapa de almacenamiento secundario, el cual se colocará en la puerta de la habitación para evitar circular con las bolsas y en el caso no disponer de esta posibilidad, el contenedor se colocará alejado del área de internación.

Posteriormente trasladar a un área alejada de la internación hasta su retiro y traslado definitivo.

Finalizada la actividad procederá a desinfectar los guantes y botas antes de retirarlos. Para ello utilizará soluciones con detergentes desinfectantes o solución clorada preparada en pulverizador.

Posteriormente realizará higiene de manos y retiro de bata descartable o delantal plástico y barbijo.

Las antiparras se colocarán en un contenedor y se desinfectarán.

La ropa sucia y la ropa limpia deberán transportarse en carros diferentes y, en lo posible, en circuitos diferentes a la circulación de pacientes y personal.

El personal encargado del retiro de la ropa sucia y traslado hacia el depósito, deberá utilizar elementos de protección personal sobre el uniforme de trabajo: Bata impermeable o delantal plástico, guantes de latex con puño largo y botas.

### Ropa limpia:

Toda la ropa será sometida al proceso de lavado, desinfección, secado y planchado.

El tratamiento deberá alcanzar preferentemente una temperatura de entre 65 y 75 °C durante un tiempo de 25 minutos.

Se enviará a los servicios en bolsas limpias y cerradas en contenedores con tapas.

Se deberá almacenar en lugares secos y limpios

**No apoyar la ropa que será usada por el paciente sobre la ropa de trabajo o sobre superficies contaminadas**